

Начин на употреба за дезинфекция на дезинфектант „СЕПТИК А”

Дезинфектанта се употребява под формата на водни работни разтвори.

След извършване на практически занимания се установи, че дезинфектанта „СЕПТИК А” е с бактерицидно и фунгицидно действие, като областите на приложение са следните:

-дезинфекция и почистване на водо устойчиви повърхности, оборудване и предмети, кухненските сектори, на лечебни и здравни заведения и обекти с обществено предназначение като: училища, детски градини, административни сгради, социални заведения, заведения за обществено хранене и други.

-хигиенна дезинфекция на повърхности като: работни плотове, хладилни съоръжения, подове, спортни съоръжения и уреди.

Работни разтвори:

Прилагат се работни разтвори от 0,5-1.0 % тоест (0,5 грам-1 грам препарат/100 мл. вода) това е готовият работен разтвор за употреба.

Това е разтвор за дезинфекция на работни плотове, чинове, маси, бюра и предмети които са в контакт с храни.

Дезинфекцията се извършва ръчно или автоматично, чрез забърсване на повърхности и оборудване или чрез накисване на предмети.

Разходна норма 120-150 мл./м.кв.

За дезинфекция на тоалетни, санитарни помещения, мозайка, мрамор, теракот, фаянс се приготвя следният разтвор:

200 мл. от препаратата се разтваря в 10 л. вода. — **тоест 2,92 за 10 литра готов разтвор (или 0.29 ст. на литър готов разтвор)** Тази концентрация се използва за дезинфекция в учебни и здравни заведения и обекти с обществено предназначение – по време на грипни епидемии, висок процент на вирусни заболявания.

За ежедневна дезинфекция се приготвя разтвор : 100 мл. от препаратата се разтварят в 10 л. вода. – **тоест , 1.46 лв за 10 литра готов разтвор (или 0,15 ст. на литър готов разтвор).**

Десет минути след измиване на повърхностите те са дезинфекцирани и микроорганизмите са унищожени.

За дезинфекция на кухненски посуда ,домакински прибори се приготвя 0.05% работен разтвор в който се третира горе посочените прибори ,тоест 50мл. концентрат дезинфектант „Септик-А” се разтваря в 10 литра вода. вода – **тоест , 0.73 ст за 10 литра готов разтвор.(или 0,07 ст. за литър готов разтвор)**

Необходимо време за дезинфекция 15 минути ,след което посудата се изплакват с чиста вода.

Дезинфектантът „СЕПТИК А” е годен за приготвяне на разтвор майка.

Готовият разтвор за употреба е годен до изчерпване на количеството.

ВАЖНО: ДА НЕ СЕ СМЕСВА С ДРУГИ ПРЕПАРАТИ (ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, АРОМАТИЗАТОРИ, БЕЛИНА И Т.Н.), ТЪЙ КАТО ПРЕПАРАТЪТ СЕ НЕУТРАЛИЗИРА И ИМА РИСК ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

Офис телефони: 02/ 989-12-22; 02 / 950 83 88